

# ergotron®

*moving you forward*

## **Station de travail murale CareFit Combo**

- Travail flexible : l'écran s'oriente facilement pour montrer les informations au patient et le système se replie d'une seule main, une fois terminé
- Documentation confortable : offre un réglage ergonomique en hauteur, une surface de travail en option et un accès pratique aux outils indispensables
- Espace de travail organisé : le système de gestion des câbles permet de minimiser l'encombrement tout en favorisant le contrôle des infections
- Minimise les temps d'arrêt : les câbles sont facilement accessibles pour simplifier la maintenance avec une assistance disponible auprès de notre équipe d'experts
- Design épuré : ce système modulaire mural apporte de la modernité à l'environnement dans lequel il est installé
- Construction de qualité : la conception robuste permet de multiples configurations et possibilités d'installation



UNE SOLUTION QUI RENFORCE LES INTÉRACTIONS PATIENT-SOIGNANT ET S'ADAPTE FACILEMENT À DIFFÉRENTES ORGANISATIONS

## CAREFIT™

Favorisez le relationnel avec les patients et minimisez le risque d'erreurs grâce à la station murale modulaire CareFit Combo conçue pour une documentation efficace et ergonomique sur le lieu de soin. Ce poste de travail donne la possibilité aux soignants de partager les informations affichées à l'écran avec le patient, d'accéder facilement aux outils indispensables et de ranger l'ensemble d'un seul geste. Son design épuré avec gestion optimisée des câbles favorise le contrôle des infections, facilite la maintenance et améliore la disponibilité des équipes informatiques.


# CAREFIT™


Permettez aux **soignants** d'améliorer l'accès à l'information tout en travaillant plus confortablement et efficacement grâce à un poste de travail complet qui facilite la documentation et renforce les interactions avec les patients.

Le système de gestion des câbles permet de les acheminer afin qu'ils soient rangés de manière discrète et organisée tout en restant facile d'accès pour les **équipes informatiques** lors de la maintenance ou la mise à niveau des postes de travail.

## MODULAIRE – EXTENSIBLE – PERSONNALISABLE

- 1 Positionnement ergonomique et personnalisé de l'écran pour chaque utilisateur avec une orientation panoramique de 180° et 13 cm de réglage indépendant
- 2 L'unité complète s'étend sur 165 cm au maximum pour la documentation au chevet du patient ou dans un espace privé
- 3 La colonne murale donne un style épuré et élégant à votre espace de travail grâce à la dissimulation des câbles
- 4 Le système se replie une fois la documentation terminée afin de libérer l'espace
- 5 Les câbles sont dissimulés le long du système pour créer un environnement épuré et simple à nettoyer, contribuant au contrôle des infections
- 6 Contrôle d'accès sécurisé grâce à l'emplacement pour le lecteur de badges RFID






## Une ergonomie optimale pour les prestations de soins

### DES FLUX DE TRAVAIL INTUITIFS

- 1 Le bras extensible permet de rester au plus proche du patient
- 2 L'unité complète se déplace d'un seul geste en fonction des besoins du soignant
- 3 Renforcement de la relation patient-soignant grâce au réglage indépendant de l'écran
- 4 Accès pratique au scanner avec une installation possible des deux côtés



### SOLUTION DE RANGEMENT PEU ENCOMBRANTE

- 5 La surface de travail se replie facilement, d'une seule main
- 6 Une fois relevé, le mécanisme de verrouillage sécurise son rangement devant l'écran



# CAREFIT™

## Configurez votre système mural en fonction de vos besoins

### ÉTAPE 1 : SÉLECTIONNEZ VOTRE UNITÉ DE BASE



Station murale CareFit Combo 45-618-251



Bras articulé CareFit Combo 45-621-251



Station murale CareFit Combo avec surface de travail 45-619-251



Bras articulé CareFit Combo avec surface de travail 45-622-251

### ÉTAPE 2 : TROUVEZ LE MEILLEUR ENDROIT POUR L'UNITÉ CENTRALE DE VOTRE STATION DE TRAVAIL

UC murale

UC sous le plan de travail




# CAREFIT™

ÉTAPE 3 : AJOUTEZ DES ACCESSOIRES POUR  
RÉPONDRE À VOS BESOINS




**Armoire murale pour UC**  
**98-543-251**

Conçue pour garder l'unité centrale en sécurité et ranger les câbles ainsi que le bloc d'alimentation



**Extension CareFit combo**  
**98-547-251**

Augmente la zone de travail accessible et apporte plus de flexibilité



**Casier pour unité centrale**  
**CareFit Combo**  
**98-548-251**

Permet de gagner de l'espace au mur avec une installation sous le plan de travail




**Support pour scanner sans fil**  
**CareFit Combo**  
**98-549-251**

Facilite les flux de travail avec une installation possible de chaque côté



**Support pour scanner CareFit Combo**  
**98-551-251**

Facilite les flux de travail avec une installation possible de chaque côté



**Support d'imprimante pour rail mural**  
**98-578-251**

Garde l'imprimante à portée de main pour maximiser le temps passé avec les patients ; s'installe de chaque côté



**Cache mural 86 cm**  
**31-018-216**


Permet une installation solide  
*Requis pour le bras CareFit Combo*



**Caches pour rail mural CareFit 86 cm**  
**98-609-030**



Dissimule les câbles de manière organisée et favorise le contrôle des infections

### UTILISATION D'UNE UNITÉ CENTRALE



SON DESIGN MODERNISE LES ESPACES HOSPITALIERS GRÂCE À UNE GESTION OPTIMISÉE DES CÂBLES QUI FAVORISE LE CONTRÔLE DES INFECTIONS, FACILITE LA MAINTENANCE ET AMÉLIORE LA DISPONIBILITÉ DES ÉQUIPES INFORMATIQUES.

### UTILISATION D'UN ORDINATEUR TOUT-EN-UN



UC sous la surface de travail :  
La hauteur totale avec le boîtier de l'UC est de 111,8 cm

# CAREFIT™

## Configurations populaires pour la documentation auprès du patient



Bras articulé CareFit Combo avec support de scanner et support d'imprimante



Bras articulé CareFit Combo avec extension, support de scanner sans fil et support d'imprimante



Système CareFit Combo avec surface de travail, armoire murale et support de scanner sans fil



Bras articulé CareFit Combo avec surface de travail, armoire murale, support de scanner sans fil et support d'imprimante




Bras articulé CareFit Combo avec surface de travail, extension, casier pour UC et support de scanner




Système CareFit Combo avec surface de travail, extension, casier pour UC, support de scanner et support d'imprimante

Station murale CareFit Combo



Se replie près du mur lorsqu'il n'est pas utilisé pour libérer de l'espace

Station murale CareFit Combo avec surface de travail





**Bras articulé Combo**



**Bras articulé Combo avec surface de travail**




**Station murale Combo**




**Station murale Combo avec surface de travail**

|  |  |                      |                        |                        |
|--|--|----------------------|------------------------|------------------------|
| Référence # (blanc)  | 45-621-251   | 45-622-251           | 45-618-251             | 45-619-251             |
|  | Extension 98-547-251   |                      |                        |                        |
| Taille standard d'écran LCD  | ≤ 27"  |                      |                        |                        |
| LA TAILLE DE L'ÉCRAN LCD EST DONNÉE À TITRE APPROXIMATIF. LA DIMENSION EST LA MESURE DE LA DIAGONALE DE L'ÉCRAN. LA TAILLE DE L'ÉCRAN LCD PEUT ÊTRE SUPÉRIEURE À CONDITION QUE LE POIDS DE L'ÉCRAN NE DÉPASSE PAS LE POIDS MAXIMUM SUPPORTÉ. |  |                      |                        |                        |
| Capacité en poids  | LCD : 3,6 - 10 kg<br>Plan de travail : 0,68 kg                 |                      |                        |                        |
| Ajustement vertical  | 51 cm  |                      |                        |                        |
| Inclinaison  | LCD: 25° ↑ 20° / ↓ 5°<br>Plan de travail : 90°                 |                      |                        |                        |
| Panoramique  | 180°   |                      |                        |                        |
| Rotation   | 180°   |                      |                        |                        |
| VESA   | MIS-D (100 x 100 mm et 75 x 75 mm)                             |                      |                        |                        |
| Extension  | Ajoute une extension supplémentaire de 47,1 cm à partir du mur |                      |                        |                        |
| Poids du produit   | 17,6 kg  | 18,2 kg              | 20,8 kg                | 21,5 kg                |
| Dimensions du colis  | 113,3 x 48 x 29,9 cm   | 113,3 x 48 x 29,9 cm | 113,3 x 53,2 x 29,9 cm | 113,3 x 53,2 x 29,9 cm |
| Poids à l'expédition   | 22 kg  | 22,4 kg              | 25,5 kg                | 26,2 kg                |
| Garantie   | 5 ans  |                      |                        |                        |



Le système avec extension (98-547-251) atteint 146 cm



Le système avec surface de travail et extension (98-547-251) atteint 165,7 cm

Pour plus d'informations, consultez [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)

Pour en savoir plus :

Amériques: 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / [insidesales@ergotron.com](mailto:insidesales@ergotron.com)

EMEA: +31.33.45.45.600 / [info.eu@ergotron.com](mailto:info.eu@ergotron.com)

© Ergotron Inc. 21.07.2022 Contenu sujet à modifications

Pour plus d'information sur les brevets, visitez [www.ergotron.com/patents](http://www.ergotron.com/patents)

Les appareils Ergotron ne sont pas destinés à soigner, atténuer ou empêcher une maladie

WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit, eKinnex et TRACE sont des marques déposées par Ergotron.

